

IDS **SPEZIAL**

So kann das IDS-Jahr beginnen. Leasing-Messeangebote **ohne Anzahlung**.
Gültig bis zum Ende der IDS-Messe in Köln - 18. März 2023.



dental **EGGERT**

KaVo 1058 Life

IDS-Spezial 1: Behandlung

- + Leasing ohne Anzahlung
- + Laufzeit 60 Monate
- + Feste monatliche Leasing-Rate
- + Nur bis 18.03.2023 gültig

Leasing

Monatl. Rate: **558,75 EUR**

(Leasing bei 60 Monaten, 10 % Restwert, Teilamortisation)

* Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen und Angeboten kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Montage und Transport. Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis möglich. Abbildung kann hinsichtlich der Ausstattung und Farbe abweichen. Irrtum vorbehalten.

-34%
sparen



KaVo 1058 Life	
1 x Grundpaket 1058 Life TM	
1 x Paket Primus Professional	
2 x Arbeitsstuhl KaVo PHYSIO Evo	
Hersteller-Listenpreis:	46.968 EUR
Vorteilspreis:	30.870 EUR
Monatliches Leasing:	558,75 EUR

Ausstattung
Lichtturbineneinrichtung m. MULTIflex
2 x INTRA LUX Motor KL 703 LED
KaVoLUX 540 LED Leuchte & Stange
Schallscaler SONICflex, Normtrays
Dreifunktionshandstück

Ausstattung
2 x PHYSIO Evo, Sprayerwärmung
Warmwasserboiler, Selektivablage
Intensiventkeimung, Armlehne links
Trayablage Doppelnormtray
Antirutschmatte, MEMOsPEED-Anzeige

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne unser Dental-Fachberater!

Tel. 0741-17400-200 | anfrage@dental-eggert.de



BEHANDLUNG



Broschüre 1058

Sirona INTEGO Pro

IDS-Spezial 2: Behandlung

- + Leasing ohne Anzahlung
- + Laufzeit 60 Monate
- + Feste monatliche Leasing-Rate
- + Nur bis 18.03.2023 gültig

Leasing

Monatl. Rate: **586,44 EUR**

(Leasing bei 60 Monaten, 10 % Restwert, Teilamortisation)

* Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen und Angeboten kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Montage und Transport. Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis möglich. Abbildung kann hinsichtlich der Ausstattung und Farbe abweichen. Irrtum vorbehalten.



Sirona Intego Pro

1 x Basispaket Intego Pro

1 x Vorteilspaket Plus ISO

1 x Polstersatz Lounge

Hersteller-Listenpreis: 44.805 EUR

Vorteilspreis: 32.400 EUR

Monatliches Leasing: 586,44 EUR

Ausstattung

2 x Elektromotor BL ISO E mit Schlauch

Doppelgelenk-Kopfstütze, Zusatztrays

Elektronischer Fußschalter, Einbausatz

Bedienpaneel EasyTouch, Sprayvit E

Schallscaler SONICflex

Ausstattung

Dreifunktionshandstück, Sprayerwärmung

Turbinenschlauch, Einbausatz SiroSonic L

Leuchte LEDview Plus, Armlehne links

Chemische Saugschlauchreinigung

Fremdgeräteanschluss

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne unser Dental-Fachberater!

Tel. 0741-17400-200 | anfrage@dental-eggert.de



BEHANDLUNG



Broschüre Intego

Sirona Orthophos E

IDS-Spezial 3: Röntgen

- + Leasing ohne Anzahlung
- + Laufzeit 72 Monate
- + Feste monatliche Leasing-Rate
- + Nur bis 18.03.2023 gültig

Leasing

Monatl. Rate: **320,39 EUR**

(Leasing bei 72 Monaten, 10 % Restwert, Teilamortisation)

* Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen und Angeboten kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Montage und Transport. Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis möglich. Abbildung kann hinsichtlich der Ausstattung und Farbe abweichen. Irrtum vorbehalten.



Herausragende Bildqualität



MultiPad-Bedienpanel

-57%
sparen



Sirona Orthophos E	EUR
Hersteller-Listenpreis Orthophos E	31.200 EUR
Hersteller-Aktionsvorteile	- 5.000 EUR
Hersteller-Messebonus	- 1.500 EUR
Verminderter Listenpreis:	24.700 EUR
IDS Vorteil EGGERT:	- 4.800 EUR
Vorteilspreis:	19.900 EUR
Monatliches Leasing:	320,39 EUR

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne unser Dental-Fachberater!

Tel. 0741-17400-200 | anfrage@dental-eggert.de



RÖNTGEN



Broschüre E 2D

Acteon Airmax II

IDS-Spezial 4: Pulverstrahlgerät

airmax

Integrierter Wasservorwärmer

Dank des Heizsystems haben das ausgesprühte Wasser und Pulver eine angenehme Temperatur – für die Patienten ein großer Komfort!

Transparenter Pulverbehälter

Dank des durchsichtigen Behälters läßt sich mit einem Blick erkennen, wie viel Pulver noch drin ist – für rechtzeitiges Nachfüllen.



-38%
sparen

Automatische Reinigung

Mit der Taste „Reinigung“ läßt sich mit einem einzigen Knopfdruck das gesamte System reinigen und so das Verstopfungsrisiko minimieren.

Angebot

Vorteilspreis: 1.849 EUR

(Gültig bis 31. März 2023)

* Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen und Angeboten kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Transport. Irrtum vorbehalten.

Acteon Airmax II	EUR
Hersteller-Listenpreis Airmax II	3.008 EUR
IDS Vorteil EGGERT:	- 1.159 EUR
Vorteilspreis:	1.849 EUR

Technische Daten

Abmessungen:.....B 250 x H 110 x T 300 mm

Stromversorgung:115 - 240 V AC

Wasserdruck:.....1 - 5 bar

Luftdruck:.....4,5 - 6 bar

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne unser Dental-Fachberater!

Tel. 0741-17400-200 | anfrage@dental-eggert.de



PROPHYLAXE



Broschüre Airmax

Sirona DAC Universal

IDS-Spezial 5: Hygiene

Einfache Handhabung

Touch Display mit intuitiver Nutzer-
oberfläche. Geführter Wartungs-
workflow Check & Clean.

Vollautomatische Aufbereitung

6 Instrumente in ca. 15 Minuten. Innen-
und Außenreinigung, ggf. Ölpflege und
Desinfektion von Hand- und Winkelstücken,
Turbinen, Ultraschallhandstücken und
Pulverstrahlgeräten.

-27%
sparen



Kosteneffiziente Aufbereitung

Geringe Betriebs- und Verbrauchskosten –
keine Verwendung von Reinigungs-, Desin-
fektionschemikalien und Chemoindikatoren.

Angebot

Vorteilspreis: 5.990 EUR

(Gültig bis 31. März 2023)

* Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen und Angebo-
te kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Transport.
Irrtum vorbehalten.

Acteon Airmax II	EUR
Basispreis DAC (inkl. Zubehör)	7.200 EUR
6 x Adapter nach Wahl	636 €
Installationskit	381 €
Hersteller Listenpreis	8.217 €
IDS Vorteil EGGERT:	- 2.227 EUR
Vorteilspreis:	5.990 EUR

Technische Daten

Abmessungen geschlossen (HxB xT):.....40 x 40 x 42 cm
Stromversorgung:100-127 VAC / 200-240 VAC
Wasserverbrauch:.....ca. 800 ml pro Zyklus
Bestückung (unverpackt):.....bis zu 6 Instrumente
Fassungsvermögen (Wasserbehälter).....2,3 l
Gewicht:.....26 kg

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne unser Dental-Fachberater!

Tel. 0741-17400-200 | anfrage@dental-eggert.de



HYGIENE



Broschüre DAC

dental **EGGERT**

dental EGGERT GmbH
Württembergische Straße 14
D-78628 Rottweil

Telefon +49 (0)741-17400-0
Telefax +49 (0)741-17400-500

info@dental-eggert.de
www.dental-EGGERT.de

