

Der notfallkoffer.de EuroSafe® Defi Dental

- + Vollaluminium-Koffer mit Kunststoffinnenrichtung
- + 1.5 mm Aluminiumblech
- + Kanten verstärkt
- + Pulverbeschichtung weiß
- + Deckelöffnung 180°
- + Staub- und spritzwassergeschützt
- + Halterung für 1-Liter-Sauerstoffflasche

Außenmaße:

52,6 x 36,2 x 20,0 cm (L x B x H)

Gewicht / Bestell-Nr.:

Leer ca. 6,2 kg

Inkl. Inhalt ca. 14,5 kg

Best.-Nr.: 1020-1X-AW-G-DEFI DENTAL



dental **EGGERT**



Schiller FRED PA-1

- + Halb- oder Vollautomat
- + Klare Sprachanweisung
- + Aktive Statusanzeige
- + Taktvorgabe für Herzdruckmassage (Metronom)
- + Repeat Funktion
- + Automatischer Selbsttest
- + 10 Jahre Garantie

Bestell-Fax an
+49 (0) 741 / 17400 - 500

dental **EGGERT**

Hiermit bestelle ich

den EuroSafe® Defi Dental zum Preis von **2.235,00 €** zzgl. MwSt..

EuroSafe® Defi Dental Inhalt

Reanimation

- + 1 1-l-Sauerstoffflasche, Fülldruck 200 bar / med. O₂
- + 1 Präzisionsdruckminderer, fest eingestellt 6 l / min
- + 1 Beatmungsbeutel mit Patientenventil 1.600 ml (Erw. / Kinder), Einweg
- + 3 Beatmungsmasken Gr. 2, 3, 5
- + 1 Sauerstoffreservoir
- + 1 Sauerstoffschlauch

Inhalation

- + 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel
- + 1 Sauerstoffnasenbrille
- + 1 Sauerstoffkatheter mit Komresse CH12

Automatische Externe Defibrillation

- + 1 FRED PA-1, 6-Jahres-Batterie, Elektroden

Infusion

- + 1 Einhandstaubinde
- + 1 Desinfektionsspray 50 ml
- + 4 sterile Tupfer
- + 4 Venenverweilkanülen G20, G22
- + 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen
- + 1 Kanülenabwurfbox
- + 2 Infusionsbestecke
- + 1 Rolle Seidenpflaster
- + 6 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml
- + 6 Einmalkanülen G1, G14
- + 1 Paar Schutzhandschuhe

Intubation

- + 3 Larynxtuben Gr. 3, 4, 5
- + 1 Blockerspritze

Diagnose

- + 1 Qualitäts-Stethoskop
- + 1 Diagnoseleuchte

Notfallinstrumente

- + 4 Guedeltuben Gr. 1, 2, 3, 4
- + 1 Hyperventilationsmaske
- + 1 Kleiderschere
- + 1 Rettungsdecke

Art.-Nr.: 1020-1X-AW-G-DEFI DENTAL

Es gelten die AGB's der dental EGGERT GmbH. Preise zzgl. MwSt. und Versand. Das Angebot ist bis zum 30.11.2019 gültig.

Datum / Praxis / Unterschrift



dental EGGERT GmbH + Württemberger Str. 14 + 78628 Rottweil



+49 (0) 741 - 17400 - 0



+49 (0) 741 - 17400 - 500



info@dental-EGGERT.de