

LEASING **NOW**

Fünf attraktive Leasingangebote **ohne Anzahlung**. Exklusiv für Zahn- und Fachzahnarztpraxen. Nur solange der Vorrat reicht.



ANTHOS A6 PLUS

Leasing-Angebot 1: Behandlung

- + Sofort lieferbar ab Rottweil
- + Leasing Laufzeit 72 Monate
- + Feste monatliche Leasing-Rate
- + Keine Anzahlung notwendig

Monatl. Rate: **461,51 EUR**

(Listenpreis 38.220 €)

*Abbildung kann hinsichtlich der Ausstattung und Farbe abweichen.



Schwebetisch



LCD-Farb-Touch-Display



Venus Plus-L LED No-Touch



Polsterfarbe: Polynesian Green

AUSSTATTUNG	ZUSÄTZLICH
Behandlungsstuhl mit Display LCD Touch	+ Ventil zur Nassabsaugung, A.C.V.S - System zur Spülung & Desinfektion
Lichtturbinenmodul mit 4-Wege-Anschluss	+ Mikromoter i-MMr L mit LED, Mundspülbeckenventil, Selektivablage
6 Funktionsspritze mit Winkelgriff	+ ZEG EMS Piezon LED, Boiler für Warmwasser Mundglas
Pneumatische Bremse für den Arm	+ Hygiene System BIOSTER inkl. Flushing, Fußsteuerung Wireless
Großer und kleiner Sauger, Standard-Kopfstütze	+ Desinfizierbare glatte Saugschläuche, Schnellanschluss
Armlehne links, Speischale aus Keramik	+ OP Lampe Venus Plus-L LED No-Touch, Doppelgelenkarm für Monitor

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne **Herr Oliver Angele - Tel. 0741-17400-200**

* Das Leasing-Angebot ist gültig bis **31.10.2022 (solange der Vorrat reicht)** und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Montage und Transport. Irrtum vorbehalten.



BEHANDLUNG



A6 Broschüre

ANTHOS A7 PLUS

Leasing-Angebot 2: Behandlung

- + Sofort lieferbar ab Rottweil
- + Leasing Laufzeit 72 Monate
- + Feste monatliche Leasing-Rate
- + Keine Anzahlung notwendig

Monatl. Rate: **492,10 EUR**

(Listenpreis 40.750 €)

*Abbildung kann hinsichtlich der Ausstattung und Farbe abweichen.



Schwebetisch



Hygiene-System BIOSTER



Venus LED MCT



Polsterfarbe: Pazifik Blau

AUSSTATTUNG	ZUSÄTZLICH
Behandlungsstuhl mit Display Full-Touch 7 Zoll	+ A.C.V.S - System zur Spülung & Desinfektion, Mundspülbeckenventil
Lichtturbinenmodul mit 4-Wege-Anschluss	+ 2 Mikromotor i-MMs mit LED, Selektivablage, Schnellanschluss
6 Funktionsspritze mit Winkelgriff	+ ZEG EMS Piezon LED, Doppelgelenkarm Monitor, Pneumatische Kopfst.
Boiler für Warmwasser Mundglas	+ Hygiene System BIOSTER inkl. Flushing, Fußsteuerung Wireless
Großer und kleiner Sauger, Standard-Kopfstütze	+ Desinfizierbare glatte Saugschläuche, Asymmetrisches Traytablett
Armlehne links, Ventil zur Nassabsaugung	+ Lampe Venus LED MCT, Multimedia Verkabelung HD / PC, Softpolsterung

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne **Herr Oliver Angele - Tel. 0741-17400-200**

* Das Leasing-Angebot ist gültig bis **31.10.2022 (solange der Vorrat reicht)** und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Montage und Transport. Irrtum vorbehalten.



BEHANDLUNG



A7 Broschüre

ANTHOS A7 PLUS

Leasing-Angebot 3: Behandlung

- + Sofort lieferbar ab Rottweil
- + Leasing Laufzeit 72 Monate
- + Feste monatliche Leasing-Rate
- + Keine Anzahlung notwendig

Monatl. Rate: **537,50 EUR**

(Listenpreis 44.510 €)

*Abbildung kann hinsichtlich der Ausstattung und Farbe abweichen.

inklusive
**Chirurgie
Paket**



Schwebetisch



Apexlokalisator



Pneumatische Kopfstütze Komfort



Polsterfarbe: Nevada Gelb

AUSSTATTUNG	ZUSÄTZLICH + CHIRURGIE PAKET
Behandlungsstuhl mit Display Full-Touch 7 Zoll	+ A.C.V.S - System zur Spülung & Desinfektion, Mundspülbeckenventil
Lichtturbinenmodul mit 4-Wege-Anschluss	+ 2 Mikromoter i-MMs mit LED, Selektivablage, Schnellanschluss
6 Funktionsspritze mit Winkelgriff	+ ZEG EMS Piezon LED, Doppelgelenkarm Monitor, Pneumatische Kopfst.
Boiler für Warmwasser Mundglas	+ Hygiene System BIOSTER inkl. Flushing, Fußsteuerung Wireless
Großer und kleiner Sauger, Standard-Kopfstütze	+ Desinfizierbare glatte Saugschläuche, Asymmetrisches Traytablett
Armlehne links, Ventil zur Nassabsaugung	+ Lampe Venus LED MCT, Multimedia Verkabelung HD / PC, Softpolsterung
	+ Chirurgie: Modul für reziproken Modus, Apex Locator, Pumpenmodul

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne **Herr Oliver Angele - Tel. 0741-17400-200**

* Das Leasing-Angebot ist gültig bis **31.10.2022 (solange der Vorrat reicht)** und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Montage und Transport. Irrtum vorbehalten.



BEHANDLUNG



A7 Broschüre

ANTHOS A-28

Leasing-Angebot 4: Autoklav Platinum

- + Sofort lieferbar ab Rottweil
- + Leasing Laufzeit 72 Monate
- + Feste monatliche Leasing-Rate
- + Keine Anzahlung notwendig

Monatl. Rate: **144,75 EUR**

(Listenpreis 11.629 €)

*Abbildung kann hinsichtlich der Ausstattung und Farbe abweichen.



inklusive
Filter



7 Zoll Display



Rückverfolgbarkeitssoftware



Di.V.A - DigitalVirtual Assistant



50 Zyklen mit 5 L Wasser

LIEFERUMFANG	TECHNISCHE DATEN
Autoklav A-28 Platinum mit 28 Liter	6 Sterilisationsprogramme, Farbiges 7 Zoll Touch-Screen Display
Integrierte Software „DataSter“	3 Testprogramme (Helix Test, Vacuum Test, Programm Vacuum+Helix Test)
Integrierte Software „MyTrace“	Luftentzugssystem mit fraktioniertem Vorvakuum, Frontaler Ladeanschluss
6 Trays aus Edelstahl (384 x 208 x 17 mm)	Integriertes Wifi, USB-Port, Ethernet-Port, RS232-Serialport
Filter: Kit mit Harzpatrone, mit Ionenaustausch	Endtrocknung, Staubschutzfilter, Sensor für Wasserleitfähigkeit
	Außen (BxHxT): 480 x 500 x 600 mm, 58 kg (A-28 Platinum)

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne **Herr Oliver Angele - Tel. 0741-17400-200**

* Das Leasing-Angebot ist gültig bis **31.10.2022 (solange der Vorrat reicht)** und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Montage und Transport. Irrtum vorbehalten.



HYGIENE



A-28 Broschüre

ANTHOS TETHY D60

Leasing-Angebot 5: Thermodesinfektor

- + Sofort lieferbar ab Rottweil
- + Leasing Laufzeit 72 Monate
- + Feste monatliche Leasing-Rate
- + Keine Anzahlung notwendig

Monatl. Rate: **187,45 EUR**

(Listenpreis 15.240 €)

*Abbildung kann hinsichtlich der Ausstattung und Farbe abweichen.

inklusive
Körbe



Dampfkondensator ECO Slim



15 Programme (bis 95 °C)



Trocknung mit Warmluftgenerator



Inklusive Körbe aus Edelstahl

LIEFERUMFANG	TECHNISCHE DATEN
Thermodesinfektor Tethy D60	Trocknung mit Zwangslüftung, mit Warmluftgenerator
1 Korb, 1 Behälter und 1 Halterung	Digital-Display mit „Softtouch“-Tasten, Dosiersystem mit Schlauchpumpen
1 Liter Reinigungsmittel DENTALZYM 5	15 Reinigungs- / Desinfektionsprogramme (bis 95 °C)
1 Liter Reinigungsmittel ACIDGLASS C2	Vorfilter Klasse C 98 % und HEPA-Filter Klasse S 99,999 %
Paket: 4 Körbe, 1 Behälter und 1 Gestell	Außen (BxHxT): 600 x 850 (830*) x 605 mm / Kammer: 520 x 515 x 545 mm
	Lautstärke < 50 dB(A), Gewicht: 70 kg

Weitere Details zur Ausstattung nennt Ihnen gerne **Herr Oliver Angele - Tel. 0741-17400-200**

* Das Leasing-Angebot ist gültig bis **31.10.2022 (solange der Vorrat reicht)** und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preis zzgl. MwSt. sowie zzgl. Montage und Transport. Irrtum vorbehalten.



HYGIENE



D60 Broschüre

dental **EGGERT**

dental EGGERT GmbH

Württembergischer Straße 14
D-78628 Rottweil

Telefon +49 (0)741-17400-0
Telefax +49 (0)741-17400-500

info@dental-eggert.de
www.dental-EGGERT.de

