

WEIL ES DRITTE ZÄHNE GIBT, ABER KEIN ZWEITES LEBEN ...




Aktions-Angebot

Defibrillator FRED PA-1 und **gratis** ein Seminarplatz für das Trainingsseminar „Notfall in der Zahnarztpraxis“ bei Dental EGGERT am 04.03.2020 oder 18.11.2020.

Artikelnr.: FRED PA-1_TN

Gültig bis zum 31.12.2019

notfall 
koffer.de
Hält länger. Hilft schneller.





Defibrillator FRED PA-1

- + Vollautomatische externe Defibrillation
- + Klare Sprachanweisung
- + Taktvorgabe für Herzdruckmassage (Metronom)
- + Automatischer Selbsttest
- + 10 Jahre Garantie
- + inkl. Einweisung vor Ort



Der FRED PA-1 ist ein laientauglicher Defibrillator aus dem Hause Schiller Medizintechnik. Das Gerät schaltet sich automatisch durch das Öffnen der Klappe ein und führt mit klaren Anweisungen durch den Reanimationsablauf. Die Elektroden sind bereits angeschlossen. Neben der Taktvorgabe zur HLW (Metronom) gibt das Gerät dem Anwender Feedback über die Geschwindigkeit seiner Herz-Druck-Massage. Eine Repeattaste ermöglicht es dem die Wiederholung der zuletzt ausgegebenen Anweisung.

FRED PA-1

Technische Daten:

Impulsform, Energie: Biphasisch, stromgesteuerter Impuls, AHA/ERC-konform, IP55

Sprachen: 1-sprachig - Standard: DE

Batterie-Kapazität: 140 Schocks mit 200 Joule

Zubehör inklusive: Rasierer, Handschuhe, Schere

Außenmaße:

ca. 31,0 x 10,0 x 25,5 cm (L x B x H)

Gewicht:

ca. 2,5 kg

Lieferumfang:

1 x FRED PA-1, 6-Jahres-Batterie, Elektroden



Notfallmanagement in der Zahnarztpraxis

Helfen, eine Herzenssache

Im Seminar „Notfall in der Zahnarztpraxis“ werden die strategischen Voraussetzungen für eine effektive Notfalltherapie festgelegt. Das betrifft die Auswahl des Materials und der Medikamente, aber auch das Vorgehen in Ihrem Team bei speziellen Akuterkrankungen. Zudem werden die wesentlichen Techniken zur Stabilisierung vitaler Funktionen demonstriert und eingeübt. Dafür steht eine vollständige Notfallausrüstung mit Sauerstoffflasche, Beatmungsbeutel etc. zur Verfügung. Interventionen wie Maskenbeatmung, Thoraxkompressionen, AED-Defibrillatoren und die Einlage des Larynx tubes können an speziellen Phantomen vorgenommen werden.

Das Trainingsseminar „Notfall in der Zahnarztpraxis“ wurde vom gemeinsamen Beirat Fortbildung der BZÄK mit der DGZMK mit 6 Fortbildungspunkten bewertet und ist für **max. 15 Teilnehmer** ausgerichtet.

I. Theorie

- + Allgemeine Einführung und Wiederholung der Ersthelfer-Maßnahmen
- + Rechtliche Grundlagen
- + Notfallmedizinische Ausstattungsempfehlung für die Zahnarztpraxis
- + Notfallmanagement „Wer macht was!“
- + Pathophysiologie und Therapie der häufigsten Notfallbilder in Zahnarztpraxen
- + Nutzen-Risiko-Abwägung gebräuchlicher Notfallmedikamente
- + Beantwortung individueller Fragen

II. Praxis

- + Realitätsnahe Simulation der Patientenversorgung im Behandlungsstuhl
- + Notfalldiagnostik mit und ohne Hilfsmittel (z.B. Blutdruckmessung, Pulsoximetrie)
- + Notfallmedizinische Techniken (Seitenlage, Herzdruckmassage, Maskenbeatmung, Atemweghilfen wie Larynx tubes)
- + Defibrillation mit AED
- + Handhabung und Überprüfung der eigenen Ausrüstung (Kursteilnehmer können ihren eigenen Notfallkoffer mitbringen)

Bestell-Fax an
+49 (0) 741 / 17400 - 500

dental **EGGERT**

Hiermit bestelle ich

- den Defibrillator FRED PA-1 (Vollautomat) zum Aktionspreis von **1.299,00 €** zzgl. MwSt. und ein gratis Seminarplatz für das Trainingsseminar „Notfall in der Zahnarztpraxis“.

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

04.03.2020

18.11.2020

Ich melde kostenpflichtig weitere Teilnehmer für den oben angekreuzten Termin an (110,00 € zzgl. MwSt. pro Teilnehmer, ab der 2. Person 89,00 € zzgl. MwSt.):

Teilnehmeranzahl

Art.-Nr.: FRED PA-1_TN

Es gelten die AGB's der dental EGGERT GmbH. Preise zzgl. MwSt. und Versand. Das Angebot ist bis zum 31.12.2019 gültig.

Datum / Praxis / Unterschrift



dental EGGERT GmbH + Württemberger Str. 14 + 78628 Rottweil



+49 (0) 741 - 17400 - 0



+49 (0) 741 - 17400 - 500



info@dental-EGGERT.de