

## Der notfallkoffer.de EuroSafe® Dental

- + Vollaluminium-Koffer mit Kunststoffinnenrichtung
- + 1.5 mm Aluminiumblech
- + Kanten verstärkt
- + Pulverbeschichtung weiß
- + Deckelöffnung 180°
- + Staub- und spritzwassergeschützt
- + Halterung für 1-Liter-Sauerstoffflasche

### Außenmaße:

45,0 x 31,0 x 16,0 cm (L x B x H)

### Gewicht:

Leer ca. 4,2 kg

Inkl. Inhalt ca. 9,2 kg

Best.-Nr.: 1000-1X-AW-G



dental **EGGERT**

## EuroSafe® Dental

### Für Zahnärzte

Der Notfallkoffer EuroSafe® Dental enthält alles, was Sie für die ärztlichen Basismaßnahmen in einem Notfall benötigen. Die vormontierte Beatmungseinheit ist sofort einsatzbereit und ermöglicht schnelles Handeln. 15 Ampullen können Sie sicher in der integrierten Ampullenleiste unterbringen. Bei den Ausstattungsinhalte können Sie zwischen den Inhalten für die Infusion und dem Verbandmittelsortiment nach DIN 13 157 wählen.



### Glatt & hygienisch

Die Fächer sind reinigungsfreundlich abgerundet.



### Sauerstoff

Das wichtigste Notfallmedikament.

Bestell-Fax an  
**+49 (0) 741 / 17400 - 500**

dental **EGGERT**

## Hiermit bestelle ich

den EuroSafe® Dental zum Preis von **915,00 €** zzgl. MwSt..

### EuroSafe® Dental Inhalt

#### Reanimation

- + 1 1-l-Sauerstoffflasche, Fülldruck 200 bar / med. O<sub>2</sub>
- + 1 Präzisionsdruckminderer, fest eingestellt 6 l / min
- + 1 Beatmungsbeutel mit Patientenventil 1.600 ml (Erw. / Kinder), Einweg
- + 2 Beatmungsmasken Gr. 3, 5
- + 1 Sauerstoffreservoir
- + 1 Sauerstoffschlauch

#### Inhalation

- + 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel
- + 1 Sauerstoffnasenbrille
- + 1 Sauerstoffkatheter mit Komresse CH12

#### Infusion

- + 1 Einhandstaubinde
- + 1 Desinfektionsspray 50 ml
- + 4 sterile Tupfer
- + 4 Venenverweilkanülen G20, G22
- + 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen
- + 1 Kanülenabwurfbox
- + 2 Infusionsbestecke
- + 1 Rolle Seidenpflaster
- + 6 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml
- + 6 Einmalkanülen G1, G14
- + 1 Paar Schutzhandschuhe

#### Intubation

- + 3 Larynxtuben Gr. 3, 4, 5
- + 1 Blockerspritze

#### Diagnose

- + 1 Qualitäts-Stethoskop
- + 1 Diagnoseleuchte

#### Notfallinstrumente

- + 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 4
- + 1 Hyperventilationsmaske
- + 1 Kleiderschere
- + 1 Rettungsdecke

**Art.-Nr.: 1000-1X-AW-G**

Es gelten die AGB's der dental EGGERT GmbH. Preise zzgl. MwSt. und Versand. Das Angebot ist bis zum 30.11.2019 gültig.

Datum / Praxis / Unterschrift



dental EGGERT GmbH + Württemberger Str. 14 + 78628 Rottweil



+49 (0) 741 - 17400 - 0



+49 (0) 741 - 17400 - 500



info@dental-EGGERT.de